

Tinnitus Analyse >

Therapiemöglichkeiten >

Erfahrungsberichte >

Pressespiegel >

Klinische Studien >

Literaturverzeichnis >

Häufig gestellte Fragen

Partner & Kooperation >

Über Uns >

Nur für Fachleute >

Profi Laser

THERAPIEMÖGLICHKEITEN

Softlaserbehandlung für Fachleute

Beim TinniTool ProfiLaser handelt es sich um die neueste Softlaser-Generation, zur Behandlung von Tinnitus und ähnlichen Innenohrerkrankungen wie Tinnitus-bedingte Schwerhörigkeit, Druck im Ohr, Schwindel (Morbus Ménière, Vertigo), Hörsturz und Hörverzerrung.

Wirkung:


Die Wirkung des Softlasers wird mit der Durchblutungsförderung und Beschleunigung der Zellregeneration, durch Hitzeschock-Proteine, den vaskulären Endothelial-Wachstumsfaktor, die induzierte NO-Synthese, die verstärkte Angionese und vor allem durch eine signifikante Erhöhung der ATP-Verfügbarkeit erklärt. Das konzentrierte Licht des Softlasers stimuliert die Zuckerverbrennung und verbessert somit die ATP-Versorgung der Zellen. Adenosintriphosphat ist eine Schlüsselsubstanz unserer Körperzellen. Die Regeneration der unterversorgten und damit geschädigten Hörsinneszellen kann somit beschleunigt werden. Unser Softlasersystem wird bereits in über 50 Ländern eingesetzt, von welchen wir über einen Erfahrungswert von über 50'000 erfolgreichen Behandlungen zurückgreifen können.

Voraussetzungen:

Zum Bedienen des ProfiLaser ist keine medizinische Ausbildung nötig. Das nötige Wissen erhalten Sie unentgeltlich von uns. Auf Wunsch bieten wir auch eine Ausbildung zum Tinnitus-Therapeuten an.

Therapie-Konzept:

Der TinniTool ProfiLaser wird durch den Fachmann (Tinnitus-Therapeuten) zur Initialbehandlung und monatlichen Nachbehandlung in der Praxis eingesetzt.



Weitere Informationen

 [Anwendung](#)

 [Behandlungsmöglichkeiten](#)

 [Zertifizierung](#)

 [Erfahrungsberichte](#)

 [Klinische Studien](#)

 [Literaturverzeichnis](#)

 [Kontaktieren Sie uns](#)

Suchen

Die Behandlung besteht aus der Bestrahlung des Innenohrs und der relevanten Akupunkturpunkte. Nach der Initialbehandlung erhält der Patient – zur Miete oder zum Kauf – den schwächeren TinniTool EarLaser, für die tägliche Behandlung zuhause. Einmal im Monat kommt der Patient zur Nachuntersuchung und zur ProfiLaser-Nachbehandlung in die Praxis. Die Behandlungszeit dauert 3 Monate, welche je nach Bedarf und Diagnose verlängert werden kann. Die gesamte Betreuungszeit beläuft sich auf ca. 150 Minuten. Diese Behandlungsform wird mit grossem Erfolg auch in den Tinnitus-Therapie-Zentren angewendet.

geeignet bei Symptomatikern wie:

- akutem und chronischem Tinnitus bis 3 Jahre
- tonalem (Pfeifen, Klingeln) und nicht tonalem (Rauschen, Brummen) Tinnitus
- tinnitus-bedingte Schwerhörigkeit
- Schwindel (Morbus Ménière)
- Hörsturz und -verzerrung
- Folgen einer Mittelohrentzündung
- Durchblutungsstörung im Innenohr

Technische Daten:

Austrittsleistung: 10-80 mW
Wellenlänge: 660 nm
Benutzerdefinierte Programme: 50
Vordefinierte Akupunkturprogramme: 38
Vordefinierte Krankheitsbilder: 20
Geräte-Dimensionen: 30x22x11cm
Garantie: 2 Jahre
Laserklasse: 3B
Medizinproduktklasse: IIb

Preise:

TinniTool ProfiLaser: CHF 3800.- / EUR 3500.-
oder Miete: CHF 200.-/Monat (nur in der Schweiz möglich)

Währung

Schweizer Franken (CHF) ▼