

Tinnitus Analyse >

Therapiemöglichkeiten >

**Softlaser-Behandlung**

Neurostimulation

Klangtherapie

Einschlafhilfe

Gehörschutz

Erfahrungsberichte >

Pressespiegel >

Klinische Studien >

Literaturverzeichnis >

## THERAPIEMÖGLICHKEITEN


### Selbstbehandlung mit Softlaser

Mit dieser patentierten Schweizer Softlaser-Technologie wurde eine Lösung gefunden, um Tinnitus (Ohrensausen) und ähnliche Innenohrerkrankungen wie Tinnitus-bedingte Schwerhörigkeit, Druck im Ohr, Morbus Ménière (Schwindel), Hörsturz und Hörverzerrung selbst zu behandeln. Mit der neuen Laser-Generation ist es jetzt erstmalig gelungen, einen Wirkungsgrad zu erreichen, welcher dem professionellen Laser nahekommt und ohne Fachkenntnisse sicher von zu Hause angewendet werden kann. Der neue MedicLaser hat einen 20x höheren Wirkungsgrad als die heute existierenden Softlaser. Somit können bedeutend bessere und schnellere Resultate erzielt werden. Dies sogar mit kürzeren Behandlungszeiten. Das Softlaser-System besteht aus dem MedicLaser (100mW Leistung und 660nm Wellenlänge) und dem Rüssel mit Diffusor (Fiberglas Lichtleiter mit neuartiger Streulinse).

Den MedicLaser gibt es in zwei Ausführungen:

Der **MultiLaser** ist die Komplett-Version, für Innenohr-Beschwerden und Multi-Funktional:

- MedicLaser
- 2 x CR123 Akku Batterien
- Batterie-Ladegerät
- Netzkabel
- Ohr-Aufsatz
- Nasen-Aufsatz
- Akupunktur-Aufsatz
- Flächen-Aufsatz



## Häufig gestellte Fragen

## Partner & Kooperation >

## Über Uns >

## Nur für Fachleute >

Der **EarLaser<sup>4</sup>** ist die Light-Version, vorwiegend geeignet zur Behandlung von Innenohr-Beschwerden:

- MedicLaser
- 2 x CR123 Lithium Batterien
- Ohr-Aufsatz

-> die Zubehöreile vom MultiLaser können für den EarLaser<sup>4</sup> jederzeit nachgerüstet werden.

### Diverse Aufsätze für mehr Behandlungsmöglichkeiten:

- Der **Ohr**-Aufsatz dient zur Behandlung von Tinnitus und ähnlichen Innenohrerkrankungen wie Tinnitus-bedingte Schwerhörigkeit, Druck im Ohr, Morbus Ménière (Schwindel), Hörsturz und Hörverzerrung.
- Der **Nasen**-Aufsatz dient zur Behandlung von Grippe und Heuschnupfen.
- Der **Akupunktur**-Aufsatz kann für die Laser-Akupunktur eingesetzt werden.
- Der **Flächen**-Aufsatz wird zur grossflächigen Behandlung eingesetzt, wie bei Ekzeme, Epikondylitis, Falten, Fissuren, Fraktur, Gelenkschmerzen, Hautläsionen, Herpes, Narben, Pusteln, Striea, Tendinitis, Verbrennungen, Wunden, Zerrungen u.v.m.







Die Behandlung ist völlig sicher und schmerzlos. Der Laserstrahl durchdringt selbst tiefere Unterhautschichten und wirkt so als heilsame Biostimulation direkt auf den Stoffwechsel im Bindegewebe. Dies führt zur rasanten Regeneration der Hörzellen, zur Stimulation des Immunsystems, zur Forcierung der Zellteilung und zur Aktivierung bestimmter Abwehrmoleküle. Mit diesem System konnten bereits über 50'000 Betroffene erfolgreich behandelt werden.

Krankheiten entstehen durch einen Mangel an der lebensnotwendigen Zell-Energie ATP (Adenosintriphosphat). ATP ist eine Schlüsselsubstanz unserer Körperzellen. Die Verbrennung von Traubenzucker in den Kraftwerken der Zellen (Mitochondrien) dient dazu, genügend ATP-Energie für die energieverbrauchenden Prozesse in den Zellen bereit zu stellen. Ist die ATP-Versorgung ungenügend, führt dies in der Folge zur Schädigung und schließlich zum Tod der Zellen. Das konzentrierte Licht des MedicLasers (Wellenlänge 660 nm) stimuliert die Zuckerverbrennung und verbessert somit die ATP-Versorgung der Zellen. Die Regeneration geschädigter Hörsinneszellen kann folglich mit diesem speziellen Laserstrahl-System beschleunigt werden.

Das Prinzip des Rüssels am Laser ist es, mittels einer ausgeklügelten Glasfaserleitung die benötigte Energie vom MedicLaser konzentriert und exakt auf die erkrankte Stelle zu projizieren. Der Rüssel ist bequem biegsam und kann dadurch genau an die zu behandelnde Zone eindringen.

Die Laserbehandlung wurde erfolgreich in Kliniken und in Arztpraxen langzeitgetestet. Sie wurde ausführlichen medizinischen Tests unterzogen und durch diverse medizinische Studien wissenschaftlich belegt. Die Sicherheit und

## Weitere Informationen

-  [Anwendung](#)
-  [Bedienungsanleitung](#)
-  [Zertifizierung](#)
-  [Erfahrungsberichte](#)
-  [Klinische Studien](#)
-  [Literaturverzeichnis](#)

## Währung

## EarLaser (Kauf)

**CHF 540.00**  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 [In den Warenkorb](#)

## EarLaser (Miete)

(nur Schweiz / per Rechnung nicht möglich)

**CHF 270.00**  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 [In den Warenkorb](#)

## MultiLaser (Kauf)

Wirkung des EarLasers wurde attestiert und medizinisch zertifiziert.

**i** Geeignet bei Symptomatiken wie:

- akutem und chronischem Tinnitus bis 3 Jahre
- tonalem (Pfeifen, Klingeln) und nicht tonalem (Rauschen, Brummen) Tinnitus
- tinnitus-bedingte Schwerhörigkeit
- Schwindel (Morbus Ménière)
- Hörsturz und -verzerrung
- Folgen einer Mittelohrentzündung
- Durchblutungsstörung im Innenohr

Die Laserbehandlung sollte bei chronischem Tinnitus, Schlafstörungen oder Entspannungsschwierigkeiten durch die Klangtherapie ergänzt werden. Die TinniTool Laser können entweder gekauft oder für drei Monate (ab CHF 270.-) gemietet werden. Die Miete erfolgt nur per Vorauszahlung, Nachnahme oder Kreditkarte. Sollten Sie danach von der Laser-Therapie überzeugt sein und möchten das Gerät nachträglich kaufen, ziehen wir Ihnen den bereits erstatteten Mietbetrag von der Rechnung ab.

#### Technische Daten:

Leistung: 100 mW

Wellenlänge: 660 nm

Behandlungszeit: ca. 2 Minuten pro Tag

Haut-Eindringung: ca. 1,8 cm

Garantie: 2 Jahre

Batteriebetrieb: 2 x 3,5V (CR123)

Laserschutzklasse: 1

Medizinproduktklasse: IIa

Medizinische-Prüfungen: CE (Europa), CB (International), ETL (USA/Kanada)

Patente: CH (699352), EU (06761280.4), Intern. (PCT/CH 2006/000429)

Pharmacode (Galexis): MedicLaser 230 29 23 / EarLaser 3471289

#### Preise:

TinniTool EarLaser4: CHF 540.- / EUR 490.-

oder Miete für 3 Monate: CHF 270.- (nur in der Schweiz möglich)

TinniTool MultiLaser: CHF 720.- / EUR 650.-

oder Miete für 3 Monate: CHF 360.- (nur in der Schweiz möglich)

**CHF 720.00**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

[🛒 In den Warenkorb](#)

### MultiLaser (Miete)

(nur Schweiz / per Rechnung nicht möglich)

**CHF 360.00**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

[🛒 In den Warenkorb](#)