



Schriftgröße: A A A

[Home](#) | [Kontakt](#) | [Aktuelles](#) | [Presse](#) | [Lexikon](#) | [Downloads](#) | [Impressum](#)

einfach leben

[Suchen und finden](#)[Wegweiser](#)[Ansprechpartner und Adressen](#)[Marktneuheiten](#)[Partner](#)[Links](#)

■ Inhaltssuche:

■ zur Anbietersuche ▶



## Tinnitus – Selbstbehandlung mit Softlaser

Mittels einer Schweizer Softlaser-Technologie wurde eine Lösung gefunden, um Tinnitus (Ohrensausen) und ähnliche Innenohrerkrankungen wie Druck im Ohr, Schwindel, Hörsturz/-verzerrung selbst zu behandeln.

Das Softlaser-System besteht aus dem Medic Laser (5mW Leistung und 650nm Wellenlänge) und dem Lichtleiter Tinni-Tool (Fiberglas Lichtleiter ins Ohr). Das Gerät wurde so konzipiert, dass die Behandlung auch zu Hause (ohne Fachkenntnisse) durchgeführt werden kann. Vor allen therapiebegleitend ist die Laser-Behandlung besonders Erfolg versprechend.

Die Wirkung des Medic Laser + TinniTool entspricht der Photosynthese in der Natur und ist völlig sicher und schmerzlos. Der Laserstrahl durchdringt selbst tieferer Unterhautschichten und wirkt so als heilsame Biostimulation direkt auf den Stoffwechsel im Bindegewebe. Dies führt zur rasanten Regeneration des Hautgewebes, zur Stimulation des Immunsystems, zur Forcierung der Zellteilung und zur Aktivierung bestimmter Abwehrmoleküle. Viele Krankheiten entstehen durch einen Mangel an natürlichem Sonnenlicht. Diese benötigte Licht-Energie wird in den 5.000 Milliarden Körperzellen gespeichert. Photonen (Lichtteilchen) trieben diese Zellenkraftwerke ( Adenosintriphosphate) an. Verliert die Körperzelle Energie, die nicht zeitgleich wieder ersetzt wird, führt dies allmählich zum Tod der Zelle. Auch geschädigte Sinneszellen im Ohr können sich durch die konzentrierte Zufuhr von Lichtenergie schneller regenerieren. Das Prinzip des TinniTool ist es, mittels einer Fiberglasleitung die benötigte Energie vom Medic Laser konzentriert und exakt auf die erkrankte Stelle zu projizieren. Die Laserbehandlung wurde erfolgreich in Kliniken und in Arztpraxen langzeitgetestet, ausführlichen medizinischen Tests unterzogen und durch diverse medizinische Studien wissenschaftlich belegt. Die Sicherheit und Wirkung des ADisMa Medic Laser und TinniTool wurde attestiert und medizinisch zertifiziert. Das Softlaser-System kann auch für 3 Monate gemietet werden.

Informationen unter [www.dismark.ch](http://www.dismark.ch)

>>zurück

