

Manchmal wird ein normal funktionierendes Ohr plötzlich hyperaktiv. Es produziert einen penetranten Dauerton, der Betroffene um den Schlaf bringt und zur Verzweiflung treibt. Fast ein Viertel der Bevölkerung hat schon einmal «Ohrensausen» erlebt. Was tun, wenn es im Ohr pfeift, klingelt, rauscht oder brummt?

Das Softlaser-System besteht aus dem Medic Laser (5mW Leistung und 650nm Wellenlänge) und dem Lichtleiter TinniTool (Fiberglas Lichtleiter ins Ohr). Das Prinzip des **TinniTool**® ist es, die benötigte Energie mittels einer ausgeklügelten Fiberglasleitung vom **MedicLaser** konzentriert und exakt auf die erkrankte Stelle zu leiten. Die Wirkung des **MedicLaser** ent-

Ohrensausen - Tinnitus


erfolgreiche Selbstbehandlung mit Softlaser

Mit einem neuen, ganzheitlichen Verfahren konnten bereits in der Versuchsphase über 3000 Betroffene erfolgreich behandelt werden: Hierbei handelt es sich um eine Schweizer Softlaser-Technologie, mit der Tinnitus (Ohrensausen) und ähnliche Innenohrkrankungen wie Tinnitus-bedingte Schwerhörigkeit, Druck im Ohr, Morbus Ménière (Schwindel), Hörsturz und Hörverzerrung behandelt wird.

Der Vorteil: Die Betroffenen können die Anwendung selbst, bequem und kostengünstig ausführen. Dies ist sowohl zu Hause als auch unterwegs möglich und verspricht eine hohe Erfolgsquote, da die Behandlung regelmässig durchgeführt werden kann. Besonders bei Tinnitus ist dies ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges.

spricht der Photosynthese in der Natur und ist völlig sicher und schmerzlos. Der Laserstrahl durchdringt selbst tiefere Unterhautschichten und wirkt so als heilsame Biostimulation direkt auf den Stoffwechsel im Ohr. Dies führt zur Regeneration der Hörzellen, zur Stimulation des Immunsystems, zur Beschleunigung der Zellteilung und zur Aktivierung bestimmter Abwehrmoleküle.

Die Laserbehandlung wurde erfolgreich in Kliniken und in Arztpraxen langzeitgetestet, ausführlichen medizinischen Tests unterzogen und durch diverse medizinische Studien wissenschaftlich belegt. Das Softlaser-System mit Batteriebetrieb (2 x 1,5V LR03 AAA) kann gekauft oder auch für 3 Monate gemietet werden.



Preis: ADisMa Medic Laser + TinniTool: CHF 398.- oder Miete für 3 Monate: CHF 198.-

Informationen erhalten Sie unter:
**DisMark GmbH, Rellikonstrasse 7
CH-8124 Maur, Tel 043 366 06 66
Email: info@dismark.ch
Internet: www. tinnitus-hilfe.ch**