

Grâce à la nouvelle technologie suisse appelée laser doux, une solution a été trouvée pour traiter soi-même avec succès les bourdonnements d'oreille de même que d'autres maladies semblables de l'oreille interne causées par l'acouphène à l'instar de la cophose, de la sensation de pression dans l'oreille, du morbus Ménière (vertiges) et de la chute auditive.

Bourdonnements d'oreille – *acouphènes*

**Nouveau:
autotraitement au laser doux**

Le système softlaser consiste en un Medic Laser (5 mW de puissance et 650 nm de longueur d'ondes) et d'un photoconducteur TinniTool (photoconducteur de fibre de verre dans l'oreille). L'appareil a été conçu pour pouvoir exécuter le traitement chez soi, sans connaissances spéciales. L'effet du Medic Laser + TinniTool correspond à la photosynthèse dans la nature et il est totalement

fiable et indolore. Le rayon laser pénètre même les couches sous-cutanées les plus profondes (jusqu'à une profondeur de 1,6 cm environ) et agit comme une biostimulation curative directement sur le métabolisme dans l'oreille. L'énergie lumineuse nécessaire est stockée dans quelque 5000 milliards de cellules du corps. Les photons (particules d'énergie lumineuse) commandent les centrales électriques cellulaires (adénosine triphosphate – ATP). Si la cellule corporelle perd



de l'énergie qui n'est pas remplacée en même temps, cette perte entraîne peu à peu une lésion et finalement la mort de la cellule. Même les cellules sensorielles endommagées dans l'oreille peuvent se régénérer plus vite grâce à l'apport concentré d'énergie lumineuse. La lumière concentrée du Medic Laser (650 nm) est appropriée au mieux.

Le principe du TinniTool est de projeter l'énergie nécessaire du Medic Laser sur la partie malade de façon concentrée et précise (voir l'illustration). Le traitement au laser a été soumis avec succès à des tests de longue durée dans des cliniques et des cabinets médicaux. Des tests médicaux approfondis et confirmés par des études scientifiques ont eu lieu.

Le système au laser doux fonctionnant avec deux piles de 1,5 V (LR03 AAA) est vendu ou loué pour 3 mois.

Prix: ADiSMa Medic Laser + TinniTool: CHF 398.–. Location pour 3 mois: CHF 198.–.

Pour de plus amples informations, contactez: DisMark GmbH, Rellikonstrasse 7, 8124 Maur, tél. 043 366 06 66, info@dismark.ch, www.tinnitus-hilfe.ch